

# Spectra-H lux powered by EASTCON®

## Mittlere Leistung:

Strahlung gesamt	60-90 mW
Laserstrahlung	0,4-6,25 mW
Infrarotstrahlung	30-90 mW
Rote LEDs	2-10 mW

## Wellenlängen:

Laser	905 nm
Infrarot	875 nm
Rotlicht	635 nm

## Allgemeine Spezifikationen:

Gerätetyp	Gerät Klasse II, Anwendungsteil Typ BF
Induktion Dauermagnet	25-45 mT
Laserleistung	25 W
Laserklasse	I (IEC 60825-1)
Stromversorgung	5 VDC, Max. 1,8A
AC/DC-Ladegerät	100-240 V, 50-60 Hz
Betriebsart	Dauerbetrieb